



APARATO VICAT MODIFICADO, 30 GR —H-3120



SKU: H-3120 | **Categorías:** [Cemento](#), [Consistencia Vicat](#), [Humboldt](#), [Probadores Vicat](#) | **Etiquetas:** [ASTM C110](#)

COTECHNO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aparato Vicat de consistencia modificada con diámetro de 12.5 mm, plato de aluminio en la barra de .25 pulgadas.

Peso del conjunto del émbolo con el indicador ajustable es un total de 30 gr.

Incluye:

- Escala graduada de 0-50mm
- Marco con la plataforma de la baquelita
- Montaje del émbolo
- Molde cónico H-3080
- Placa de vidrio H-3049.

Cumple con la norma: [ASTM C110](#)

- [Manuales](#)
- [Normas](#)

[H-3050_man_1215](#)

[ASTM C110](#)

COTECHNO



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO