

AUTOCLAVE DE ALTA PRESIÓN



SKU: N / A | **Categorías:** [Consistencia de Volumen](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Autoclave de Alta Presión

Descripción del Producto:

- Autoclave de alta presión ASTM C141, ASTM C151 para prismas de mortero, 25 bar para la determinación de la constancia del volumen (solidez) de los prismas de mortero 1 "x 1" x 11 ¼ " o 40 x 40 x 160 mm que consiste en:

- Un compartimento de vapor de alta presión para aceptar un portamuestras para 8 prismas como por ASTM o 6 prismas según DIN / EN

- Capacidad 7,8 litros, máx. presión 25 bar, max. temperatura 250 ° C

- Incluso:

· 2 medidores de temperatura y presión.

· Limitador de temperatura de seguridad.

· Anillo de tapa para tapa superior.

· Termómetro

- Certificado de seguridad de prueba de presión cámara de acuerdo con EN directiva de dispositivos de presión oscuro. 1120 mm de altura, 550 mm de diámetro.

- Peso: 80 kg.

230 V / 50 Hz / 16 A / 2.3 kW

- Estándar de seguridad único como resultado de prueba TÜV del dispositivo de presión (TÜV = Inspección técnica Agencia alemana), con certificado de conformidad con directiva de dispositivos de presión de la CE.

COTECNO