


## B2P-736 / CN | BOMBA DE VACÍO DE PISTÓN SIN ACEITE



**SKU:** B2P-736 / CN | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

No. de pistones	2
Tasa de flujo	54 LPM
Vacío máximo	736 mmHg/29" Hg
RPM	1750
Potencia del motor	250W - Protección térmica
Peso	7,15 Kg
Dimensiones máximas en mm	CxLxA (310x121x169)
Variaciones eléctricas	220v/60Hz 127v/60Hz
IP-20 / alta resistencia química	Opcional

COTECNO