


BALANCE DE LODO



SKU: N / A | **Categorías:** [Asfalto](#) | **Etiquetas:** [EN 196-1](#), [EN ISO 679](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El balance de lodo proporciona un método simple y práctico para la determinación precisa de la densidad del lodo.

La construcción duradera del artículo lo hace ideal para uso en el campo.

Su caja de plástico de alto impacto protege la balanza durante el transporte al tiempo que proporciona una base segura para la balanza durante el uso.

El balance de lodo cumple con todos los requisitos de los procedimientos estándar API para probar fluidos de perforación con base de agua, fluidos de perforación con base de aceite y cementos para pozos de petróleo.

La copa de volumen constante se fija a un extremo del brazo graduado y el contrapeso en el extremo opuesto.

La balanza consiste en una base y un brazo graduado con copa, tapa, filo de cuchillo, jinete, nivel de burbuja incorporado y contrapeso, estuche de transporte.

Normas:

EN 196-1, EN ISO 679

Especificaciones técnicas

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)
BellBalLod-1	B-01-03-08-110101	Balance de lodo	550x110x100 1	

Accesorios/ Repuestos

Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)
B-01-03-08-110201	Estuche de transporte	550x110x100	1

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO