

BALANZA ANALÍTICA (0.1 MG) BELLBALANAIN-2204



×

SKU: BellBalAnaIn-2204 | **Categorías:** <u>Balanzas Analíticas</u> |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Tecnología de compensación de fuerza electromagnética.
- Base de aleación de aluminio y ss.
- Pantalla LCD super brillante con luz de fondo
- Interfaz RS232
- Parabrisas de cristal transparente suministrado de serie.
- Protección contra sobrecarga, burbuja leve! ajuste, bajo gancho
- Substracción de capacidad completa
- Conversación de unidades de pesaje múltiple g / mg / ct / oz
- Tiempo de estabilización, 3-5 segundos.
- Verificación de pesaje, conteo de piezas, pesaje porcentual.
- Adaptador de alimentación universal suministrado de serie.
- Peso de calibración certificado suministrado de serie.



INFORMACIÓN ADICIONAL