

## BALANZA ANALÍTICA (0.1MG) BELLBALANATEX-3204



**SKU:** BellBalAnaTEEx-3204 | **Categorías:** [Balanzas Analíticas](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características

- Tecnología de compensación de fuerza electromagnética.
- Base de aleación de aluminio y ss.
- Pantalla LCD colorida de 5 pulgadas para pantalla táctil
- Interfaz RS232
- Parabrisas de cristal transparente suministrado de serie.
- Protección de sobrecarga, ajuste de nivel de burbuja, bajo gancho
- Sustracción a plena capacidad.
- Conversación de unidades de pesaje múltiple g / mg / ct / oz
- Se pueden personalizar más unidades.
- Tiempo de estabilización, 3-5 segundos.
- Verificación de pesaje, conteo de piezas, pesaje porcentual.
- Adaptador universal pcM / er suministrado como estándar
- Peso de calibración certificado suministrado de serie.



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO