

## **BALANZA BELLTRONIC 5000G**



#### **Balanza Belltronic**

• Función principal : Transformaciones de unidades, recuento, porcentaje

• Interfaz : RS232

Pantalla : LCD (luz de fondo blanca)
Conscided May 2000s a 10000s (10kg)

• Capacidad Max 2000g a 10000g (10kg)

• Legibilidad (g) 1

• Peso Neto (kg) 4

**SKU:** B-01-02-04-0603 | **Categorías:** <u>1g/2g/5g</u> |



## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

### **Especificaciones Técnicas**

Código Del B-01-02-04-0601 B-01-02-04-06-02 B-01-02-04-0603 B-01-02-04-0604 B-01-02-04-0605 B-01-02-04-0606

6000g

8000g

10000g (10kg)

Modelo XU2000DG XU3000DG XU5000DG XU6000DG XU8000DG XU10000DG

5000g

Capacidad

2000g Max (g)

3000g

Legibilidad 1g

(g)

Tamaño

del Platillo Φ160mm

(mm)

LCD (luz blanca Pantalla

de fondo)

110v/220V;

Opcional: batería Energía

recargable

Dimensión

del

33×21×10

esquema

(cm)

Tamaño de

embalaje 33×28×15

(cm)

Transformación

Función de unidades, principal

recuento,

porcentaje

RS232 Interfaz

Batería

recargable; Opcional

gancho para

peso inferior

Peso Bruto

(kg)



# INFORMACIÓN ADICIONAL