

BALANZA BELLTRONIC DE CELDA DE CARGA 100G



Balanza Belltronic de Celda de Carga

• La Balanza de Celda de Carga , se caracteriza por una precisión de 1mg , y una capacidad de 60g a 500g, con una interfaz RS232, y un protector de vidrio contra el viento para asi asegurar que la lectura sea mas estable, y de mayor rendimiento

Capacidad Max: 60g a 500gLegibilidad: (0.001g / 1mg)

• Peso Bruto: 6 kg

SKU: B-01-02-02-0302 | **Categorías:** <u>0.001g/0.002g/0.005g</u> |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Modelo XU603HI XU1003HI XU2003HI XU3003HI XU5003HI

Código del producto B-01-02-02-0301 B-01-02-02-0302 B-01-02-02-0303 B-01-02-02-0304 B-01-02-02-0305

Capacidad Max (g) 60g 100g 200g 300g 500g

Legibilidad (g/mg) 0.001g (1mg)

Tamaño del platillo (mm) Φ80

Pantalla LCD (luz blanca de fondo)

E / S RS232 Energia 220V/110V

Unidad g, ct, oz, lb, \times , %, piezas

Dimensión del esquema

(cm) 35×21×36

Tamaño de embalaje (cm) 42×32×44

Función principal Transformación de unidades, conteo, porcentaje, impresión

Estándar RS232, Peso

Opcional Impresora (impresora de matriz de puntos, impresora térmica), gancho para peso inferior

Peso Bruto (kg) 6



INFORMACIÓN ADICIONAL