

BALANZA CON CELDA DE CARGA BELLTRONIC 6000G



Balanza con Celda de Carga Belltronic

• Energía : 110v/220V; Opcional: batería recargable

• Tamaño del Platillo (mm) : Φ160

• Función principal : Transformación de unidades, recuento, porcentaje

• Capacidad Max: 2000g a 10000g

Legibilidad : 1gPeso Bruto : 4 kg

SKU: B-01-02-04-0404 | **Categorías:** <u>1g/2g/5g</u> |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Modelo XU2000LG XU3000LG XU5000LG XU6000LG XU8000LG XU10000LG

Producto B-01-02-04-0401 B-01-02-04-0402 B-01-02-04-0403 B-01-02-04-0404 B-01-02-04-0405 B-01-02-04-0406

Capacidad 2000g 3000g 5000g 6000g 8000g 10000g (10kg)

Legibilidad 1g

(g)

del Platillo $\Phi160$ mm

(mm)

Tamaño

Pantalla LCD (luz blanca

de fondo) 110v/220V;

Energía Opcional: batería

recargable

Dimensión

del

25×18×8

esquema (cm)

Tamaño de

embalaje 33×28×15

(cm)

Transformación

Función de unidades, principal recuento, porcentaje

Manual de

Estándar instrucciones

Interfaz RS232;

batería

Opcional recargable;

gancho para peso

inferior

Peso Bruto

(kg)



INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Peso Bruto (kg) 4