

BALANZA CON ESCALA DE GRÚA



Capacidad: 1000 kg-5000 kg

Receptor de carga de alta resistencia

Armazón de fundición a presión de aluminio

SKU: N / A | Categorías: Balanzas de Grúas |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza Belltronic OCS-T

Características

- Capacidad: 1000 kg-5000 kg
- Receptor de carga de alta resistencia
- Armazón de fundición a presión de aluminio
- Célula de carga de acero de aleación de alta calidad
- Módulo de pantalla LED ultrabrillante de 4,35 mm / 1,4 "
- Gancho giratorio 360
- Control remoto por infrarrojos

Funciones

- Cero.Tara. Sostener
- Supervisión de la batería
- Alarma / registro de sobrecarga
- Calibración digital
- Calibración de 3 puntos
- Interruptor de unidad e interruptor de resolución
- Conjunto de aceleración por gravedad



1