

BALANZA CON ESCALA DIGITAL CON POSAMANOS



Carcasa de metal robusto.
Plataforma antideslizante.
Pantalla LCD grande y clara.
Teclado con código de color, sellado.
Función de mantenimiento.
Calibración externa.
Rango de tara completo.

SKU: N / A | **Categorías:** [Balanzas Médicas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza Belltronic DHS-660

- * Carcasa de metal robusto.
 - * Plataforma antideslizante.
 - * Pantalla LCD grande y clara.
 - * Teclado con código de color, sellado.
 - * Función de mantenimiento.
 - * Calibración externa.
 - * Rango de tara completo.
 - * Protección de sobrecarga.
 - * Batería recargable / fuente de alimentación (estándar).
 - * Función de apagado automático.
 - * Cambio de unidades - cambios LB / KG.
 - * Interfaz RS-232.
 - * Tecnología MotionLock: peso exacto incluso con un usuario inestable
- Opción: varilla telescópica de altura (600-2100 mm)

Especificaciones:

- * Capacidad: 300kg / 660lbs
- * Exactitud: 0.1kg / 0.2lbs
- * Dimensiones: 650x630x1,260mm
- * Plataforma: 620x620mm / 24.5"x24.5"
- * Fuente de alimentación: AC 110/220V 50/60Hz, + 4 Baterías AA

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO