

## BALANZA CON ESCALA DIGITAL PARA BEBÉS



Presenta una rápida puesta en marcha y fácil operación, por lo que se necesita una capacitación mínima

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanzas para Bebés](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Balanza con Escala Digital para Bebés

Balanza Belltronic DTS-20

La balanza con escala digital para bebés DTS-20, es ligera y portátil, ofrece una excelente relación calidad-precio y versatilidad para los pediatras y otros proveedores de atención médica. Con una capacidad de 20 kg, esta balanza cuenta con la flexibilidad para pesar bebés desde recién nacidos hasta niños pequeños en el mismo dispositivo. El DTS presenta una rápida puesta en marcha y fácil operación, por lo que se necesita una capacitación mínima. La cuna ergonómica inteligentemente diseñada proporciona un soporte cómodo para bebés y bloqueos de forma segura en su lugar. La cuna se quita fácilmente para revelar una estera de goma antideslizante debajo, lo que simplifica la tarea de pesar a los niños pequeños. Una función de memoria conserva el peso más reciente, lo que permite al usuario registrar los resultados después de sacar al niño de la balanza de manera segura.

#### Características estándar:

- Capacidad: 20000g (20kg) x 5 g (44 lb x 0.2 oz).
- Conveniente tecla de palanca lb / kg.
- Cero / tara.
- Peso de bloqueo.
- Pantalla LCD grande y fácil de leer de 1".
- Se puede quitar la base para pesar a los niños sobre la estera de goma antideslizante.
- Operación sencilla y fácil de usar.
- Apagado automático.
- Funciona con adaptador de CA (incluido) o pilas (no incluidas).
- También es ideal para clínicas veterinarias.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO