

BALANZA CON ESCALA PARA GANADO



Capacidad: 300kg-2000kg.

SKU: N / A | **Categorías:** [Balanzas para Animales](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza Belltronic AS-A

- Puertas duales en cada extremo y estructura de pestillo vertical, cerca general de 1.2m de altura.
- Estructura de acero suave, acabado recubierto de pintura.
- Tamaño: 0.8x0.8m / 1.0x1.0m / 1.2x1.2m / 1.5x1.5m (el otro tamaño también está disponible).
- Con cuatro celdas de carga de aprobación OIML/NTEP, incluyendo las patas.
- Con caja de conexiones a prueba de agua y cable de 5m.
- Fácil abrir y cerrar de la puerta.
- Suministro con todos los tornillos para cada unidad.
- Perfecto para todos los animales.

COTECNO