

## BALANZA CON ESCALA PEDIÁTRICA MECÁNICA



Tiene un ángulo para facilitar la lectura y la bandeja sanitaria proporciona seguridad adicional. Simplemente toma el asa de transporte y listo

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanzas para Bebés](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza con Escala Pediátrica Mecánica

Balanza Belltronic MPS-16

La balanza mecánica para bebés MPS-16 es asequible, ideal para hospitales o clínicas pediátricas. El peso está en lb o kg. Un paño húmedo y un agente de limpieza disponible comercialmente son todo lo que se requiere para limpiar su balanza con regularidad. No utilice limpiadores abrasivos. Deben evitarse altos niveles de humedad, vapor y líquidos agresivos. La MPS-16 tiene un ángulo para facilitar la lectura y la bandeja sanitaria proporciona seguridad adicional. Simplemente toma el asa de transporte y listo.

### Características estándar:

- Capacidad: 16000g (16kg).
- Legibilidad: 10g.
- Dimensiones generales: 550 x 290 x 160mm.
- Balanza de bebé portátil con cómodo asa de transporte para facilitar el transporte.
- Esfera angulada fácil de leer.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO