

## BALANZA CON ESCALA PORTABLE RESISTENTE PARA SILLAS DE RUEDAS



- Capacidad: 300kg x 0.1kg (660 lb x 0.1 lb).
- Función de tecla lb/kg, Peso; Peso asegurado; índice de masa corporal conveniente.
- Gran pantalla LCD con luz de fondo azul

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanzas Médicas](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza con Escala Portable Resistente para Sillas de Ruedas

Balanza Belltronic BellBalEscPorSil-660

- Capacidad: 300kg x 0.1kg (660 lb x 0.1 lb).
- Función de tecla lb/kg, Peso; Peso asegurado; índice de masa corporal conveniente.
- Gran pantalla LCD con luz de fondo azul
- Fácil de cambiar las unidades de peso (kilogramo - libra).
- Fácil de seleccionar el peso requerido para calibrar.
- Envío de datos (conector RS 232) / función de impresión.
- El indicador se puede colocar en un escritorio o montado en la pared.
- Indicador de baja carga / sobrecarga
- Se incluyen 4 celdas "AA" y adaptador de CA
- Dimensión de la viga (largo x ancho x alto): 1200 x 170 x 95 mm (viga simple con rampa)
- Área de pesaje en vivo (L x A x H): 920 x 130 mm

## INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Peso máximo (gramos)

[3000000](#)

COTECNO