

BALANZA DE PRECISIÓN ADAM HCB HIGHLAND^a; 300G X 0.01G LEGIBILIDAD, 120V 60HZ -HB-4710A



SKU: HB-4710A | **Categorías:** Adam HCB Highland [™] Balanzas de precisión 300-600g, Balanzas ASTM de Capacidad de 200 a 700 g, Ensayos ASTM/NCH, Escalas y Balanzas ASTM, Humboldt, Laboratorio general ASTM/NCH |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza de precisión Adam HCB Highlanda; 300g x 0.01g legibilidad, 120V 60Hz -HB-4710A

Las balanzas de Adam's Highland tienen lo que se necesita para el trabajo de laboratorio. Cuentan con varias unidades de pesaje, interfaces RS-232 y USB, paquete de baterías recargables y operación de CA, rastreador de capacidad, pies y nivel ajustables, bloqueo y más. La densidad y la determinación de la gravedad específica son fáciles con la función de pesaje por debajo del equilibrio, y el corta-aires extraíble elimina las perturbaciones del viento en el exterior o en entornos con corrientes de aire. ShockProtect ™ brinda protección contra sobrecargas y la calibración interna HandiCal ™ proporciona lecturas confiables.

Incluye bandeja de acero inoxidable; Corta-aires desmontable; El apagado automático ahorra vida útil de la batería; Teclas de tara duales con recubrimiento de color y una gran pantalla retroiluminada que es clara y rápida de leer.



HB-4710CV

Cubierta en uso

HB-4710CS

Estuche de transporte

[/tab] [/tabgroup]



INFORMACIÓN ADICIONAL