

BALANZA DE PRECISIÓN OHAUS ADVENTURER: 4200G X 0.1G, CALIBRACIÓN EXTERNA, 220V 50 / 60HZ -HB-5344A.4F



SKU: HB-5344A.4F | **Categorías:** <u>Balanzas ASTM de Capacidad 3800 a 9000 g</u>, <u>Ensayos ASTM/NCH</u>, <u>Escalas y Balanzas ASTM</u>, <u>Humboldt</u>, <u>Laboratorio general ASTM/NCH</u> |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza de precisión Ohaus Adventurer: 4200g x 0.1g, calibración externa, 220V 50 / 60Hz -HB-5344A.4F

El Ohaus Adventurer incorpora todas las aplicaciones necesarias para las actividades rutinarias de pesaje y medición. Con una pantalla táctil a color, capacidades de compatibilidad GLP / GMP, dos puertos USB y mucho más, el Adventurer es el equilibrio más completo de su clase. The Adventurer le permite operar y acceder a sus nueve modos de aplicación y abundantes funciones que eliminan la necesidad de realizar varios cálculos manuales a través de la moderna pantalla táctil a color. También tiene seis teclas mecánicas que proporcionan retroalimentación táctil y permiten al operador realizar operaciones repetitivas como tara, cero, calibración e impresión. Está disponible en modelos de calibración externos e internos. Los modelos de calibración interna realizan el mantenimiento de calibración de rutina automáticamente. También puede guardar configuraciones de balance y transferirlas a otros Aventurers en su laboratorio. La balanza también cuenta con un gancho integral de peso inferior para aplicaciones de pesaje de peso bajo.

Accesorios



HB-5392C

Cable, interfaz USB



HB-5392R

Cable, PC RS232 de 25 pines



INFORMACIÓN ADICIONAL