

## BALANZA DE VIGA



SKU: N / A | Categorías: [Balanza de viga](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Balanza de Viga

#### Balanza Belltronic MB311

#### Características estándar:

- **Capacidad: 311g**
- **Legibilidad: 0.01g**
- **Unidades de pesaje: gramos**

#### Calibraciones de la viga:

- **Viga Frontal: 1x0.01g**
- **Viga Secundaria: 10x1g**
- **Tercera Viga: 100x10g**
- **Viga Trasera: 200x100g**
- **Gravedad específica: soporte auto almacenable incluido**
- **Amortiguación: magnética**

### Especificaciones Técnicas

Modelo	MB311	MB310
Capacidad	311g	310g
Graduación	0.01g	0.01g
Viga (dial)	200x100g / 100x10g / 10x200x100g / 100x10 / 10x1g / 1x0.01g	
Diámetro de la Plataforma	9.1cm	9.1cm
Empaque	Peso Bruto 8.5Kg / Peso Neto 5.2kg	
	Contenedor de 20 pies capaz de soportar 1444pzs	
Auto peso de la unidad	1.6kg	

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO