

BALANZA DIGITAL BELLTRONIC DE 30 KG CON 1 GR DE PRECISION, ES 30 KHTS



SKU: JES30KH | **Categorías:** [balanzas especializadas](#) | **Etiquetas:** [Balanzas](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza Digital Belltronic de 30Kg

- 1 gr de precisión
- Célula de carga de alta precisión
- Batería recargable de alta calidad y eficacia, tiempo de funcionamiento de la báscula 300 horas por carga
- Batería de larga duración, hasta 500 ciclos de carga
- Pantalla LCD retroiluminada de alta eficiencia para el funcionamiento de la báscula en condiciones de poca luz
- Cubierta de la plataforma de acero inoxidable, prácticamente impermeable a productos químicos agresivos
- Ligera, portátil y fácil de limpiar
- Puerto de interfaz RS232

Especificaciones Técnicas

Número de modelo	ES-30KHTS
Capacidad (kg)	30
Precisión (g)	1
Temperatura de funcionamiento	10°C a 40°C
Tare Range	Capacidad por sustracción
Tiempo de estabilización	3 seg
Capacidad de sobrecarga	Capacidad plus 9d
Calibración	Autocalibración
Pantalla	LCD Retroiluminada
Requisitos de potencia	Adaptador AC 110V, 220V 50/60 Hz o Batería recargable 6V
Tamaño de la plataforma	286mm x 238mm
Dimensiones (An x Al x Pr)	240mm(An) x 290mm(Al) x 100mm(Pr)
Peso neto	4.0 kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO