

## BALANZA ELECTROMAGNÉTICA BELLTRONIC 200G A 1000G X 1MG



### Balanza Electromagnética Belltronic

- Pantalla : LCD (luz blanca de fondo)
- Tamaño del Platillo (mm) :  $\Phi 80$  a  $\Phi 110$  (dependiendo del modelo)
- Energía : 220V/110V
- Capacidad Max : 200g a 1000g
- Legibilidad : (0.001g / 1 mg)
- Peso Bruto : 8.5

**SKU:** N / A | **Categorías:** [0.001g/0.002g/0.005g](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	2021 Peso máximo (gramos)
		El gran protector contra el viento de vidrio asegura que la lectura sea estable.	1000
	B-01-02-02-0501		200
	B-01-02-02-0502		300
	B-01-02-02-0503		500
	B-01-02-02-0504		600

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Modelo	KB2003C	KB3003C	KB5003C	KB6003C	KB10003C
Código del producto	B-01-02-02-0501	B-01-02-02-0502	B-01-02-02-0503	B-01-02-02-0504	B-01-02-02-0505
Capacidad Max (g)	200g	300g	500g	600g	1000g
Legibilidad (g/mg)	0.001g (1mg)				
Tamaño del Platillo (mm)	Φ80mm	Φ80mm	Φ110mm	Φ110mm	Φ110mm
Pantalla	LCD (luz blanca de fondo)				
E/S	RS232				
Energía	220V/110V				
Unidades	g, ct, oz, pcs				
Estándar	Interfaz RS232, Protector de vidrio contra el viento, peso de calibración				
Opcional	impresora (impresora matricial, impresora térmica)				
Dimensión del esquema (cm)	34.5×21.5×34				
Tamaño de embalaje (cm)	39×30×45				
Peso Bruto (kg)	8.5				

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO