

BALANZA ELECTROMAGNÉTICA CON CALIBRACIÓN EXTERNA BELLTRONIC 100G A 220G X 0.1MG



Balanza Electromagnética con Calibración Externa Belltronic

Calibración externa, fácil operación , con una interfaz RS232, y un protector de vidrio contra el viento que asegura que la lectura sea estable.

- Capacidad Max (g) 100g a 220g
- **Legibilidad (g) (**0.0001g / 0.1mg)
- Peso Bruto (kg) 8.5 kg

SKU: N / A | Categorías: 0.0001g(0.1mg), Balanzas |



GALERÍA DE IMÁGENES







WANT®



VARIACIONES

Imagen	SKU Descripcio	ón	2021 Peso máximo (gramos)
	B-01-02-01-0101	100	
T.	B-01-02-01-0102	110	
	B-01-02-01-0103	160	
	B-01-02-01-0104	200	



Imagen SKU Descripción 2021 Peso máximo (gramos)



B-01-02-01-0105 220



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

GB1004H GB1604H Modelo GB1104H GB2004H GB2204H

Código de B-01-02-01-0101 B-01-02-01-0102 B-01-02-01-0103 B-01-02-01-0104 B-01-02-01-0105

Producto

Capacidad Max. 100g 110g 160g 200g 220g

Legibilidad 0.0001g (0.1mg)

Tamaño de Platillo

Ф80 (mm)

Pantalla LCD (Luz de fondo blanco)

E/S RS232 Energía 220V/110V

Unidad g, ct, oz, ozt, %, pcs

Estándar Peso de calibración, RS232

impresora (impresora

Opcional matricial, impresora

térmica)

Dimensión del

esquema (cm)

35×21×35

Tamaño de

embalaje (cm)

39×30×45

Peso Bruto (kg) 8.5 kg



INFORMACIÓN ADICIONAL