

## BALANZA ELECTRÓNICA BELLTRONIC 300G A 2000G X 0.1G



Balanza Electrónica Belltronic

- Capacidad Max : 300g a 2000g
- Legibilidad : 0.1g
- Peso Bruto : 3 kg

**SKU:** N / A | **Categorías:** [0.1g/0.2g/0.5g](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	2021 Peso máximo (gramos)
	B-01-02-09-0605	1000	
	B-01-02-09-0606	2000	
	B-01-02-09-0601	300	
	B-01-02-09-0602	500	
	B-01-02-09-0603	600	
	B-01-02-09-0604	800	

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Modelo	XU3001BG	XU5001BG	XU6001BG	XU8001BG	XU10001BG	XU20001BG
Código del Producto	B-01-02-09-0601	B-01-02-09-0602	B-01-02-09-0603	B-01-02-09-0604	B-01-02-09-0605	B-01-02-09-0606
Capacidad Max (g)	300g	500g	600g	800g	1000g	2000g
Legibilidad (g)	0.1g					
Tamaño del Platillo (mm)	145×125mm					
Pantalla	LCD (luz blanca de fondo)					
Energía	220V / 110v; Baterías secas, batería recargable (opcional)					
Unidades	g, ct, oz, lb, GN, %, pcs					
Dimensión del Esquena (cm)	30×19×10					
Tamaño del Empaque (cm)	33×28×15					
Estándar	RS232, caja de batería seca, Peso (1g ~ 500g) Protector de vidrio contra el viento					
Opcional	, gancho para peso inferior, batería recargable					
Peso Bruto (kg)	3					

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO