

BALANZA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) DE DENSIDAD ELECTRÓNICA BELLBALANZDENELEC-210



Balanza analítica (gravedad específica)

de densidad electrónica es una balanza inteligente especialmente desarrollada con la adopción de un sensor de balance electromagnético y un microordenador de chip único de alta estabilidad.

Rango de pesaje (Capacidad / g)

 $0{\sim}210g \ a \ 0{\sim}500$

Precisión (Legibilidad mg/g)

0.0001g (0.1mg) a 0.001g (1mg)

SKU: BellBalanzDenElec-210 | **Categorías:** <u>Balanza de gravedad especifica</u> |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características:

- Lectura directa del valor de la densidad.
- Diseño humanizado, nuevo diseño y parabrisas transparente de cinco lados.
- Un sensor de equilibrio electromagnético de nueva generación garantiza una alta precisión
- Aplicación: detección automática de fallas, calibración lineal de cuatro puntos y protección contra sobrecarga.
- Programas de aplicación como "calentamiento", "calibración" y protector de pantalla.
- La pantalla LCD aporta un sentido visual más claro y cómodo al operador

Funciones:

- Funciones múltiples: cuenta automática, conversión de unidad (quilate métrico, onza de oro, etc.), estabilidad, funcionamiento a gran escala, memoria cero, etc.
- La calibración automática incorporada garantiza una operación más fácil, más rápida, estable y precisa del balance.
- La interfaz de salida incorporada RS232C garantiza la conexión directa a la computadora y a la impresora.
- Gancho para peso inferior incorporado garantiza un uso conveniente.

Datos técnicos:

1. Capacidad de descarga Plumb bob: 5cm3

2. Proporción estándar: 1.0000 / 1.000 para agua pura a 20 °C

3. Rango de la proporción del líquido: 0 ~ 2.0000 / 0 ~ 2.000

4. Precisión: 0,0001 / 0,001

Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	Modelo	Rango de pesaje (Capacidad / g)	Precisión(Legibilidad mg/g)	Tamaño de escala (mm)	Dimensión del esquema/mm	Espacio de trabajo (mm)	Peso Neto (kg)
1	BellBalanzDenElec-21	00~210	0.0001g (0.1mg)	φ90mm	350×215×340	240	6.8kg
1	BellBalanzDenElec-20	00~200	0.0001g (0.1mg)	φ90mm	350×215×340	240	6.8kg
1	BellBalanzDenElec-10	00~100	0.0001g (0.1mg)	φ90mm	350×215×340	240	6.8kg
1	BellBalanzDenElec-50	00∼500	0.001g (1mg)	φ90mm	350×215×340	240	6.8kg
1	BellBalanzDenElec-30	00~300	0.001g (1mg)	φ90mm	350×215×340	240	6.8kg



INFORMACIÓN ADICIONAL