

BALANZA INTELIGENTE BELLTRONIC DE 15KG 1



Balanza inteligente

- Capacidad Max. 6000g a 15000g
- Legibilidad : 0.1g a 1g (Depende del modelo)

SKU: B-01-02-09-0705 | **Categorías:** <u>0.1g/0.2g/0.5g</u> |



GALERÍA DE IMÁGENES





DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Código De Producto	 R-01-02-09-0701	I B-01-02-09-0702	R-01-02-09-0703	R-01-02-09-070	4 R-01-02-09-070	5 B-01-02-09-0706
Producto B-01-02-09-0701 B-01-02-09-0702 B-01-02-09-0703 B-01-02-09-0704 B-01-02-09-0705 B-01-02-09-0706						
Modelo	XU60001HG	XU100001HG	XU150001HG	XU6000HG	XU10000HG	XU15000HG
Capacidad Max. (g)	6000 g	10000 g	15000 g	6000 g	10000 g	15000 g
Legibilidad (g)	0.1g	0.1g	0.1g	1 g	1 g	1 g

Tamaño de

platillo Φ 200 mm de acero inoxidable 304.

(mm)

Pantalla Pantalla LCD (luz blanca de fondo) (L x W) 4.5" x 1.6" (115×40 mm)

Interfaz RS232

Energía AC/DC (batería recargable)

Unidades G kg, oz, CT, lb, GN

Función Recuento, porcentaje, Tara de rango completo, Protección contra sobrecarga, seguimiento del 0, peso

Principal inferior , Indicador de alimentación de baja

Accesorios Manual en inglés, adaptador

Velocidad 2 s

Valor

estable de 3 s

tiempo



INFORMACIÓN ADICIONAL