

BALANZA MADRE-HIJO



Capacidad máxima: 150kg/330lb/24st.

División de escala: 50g/0.1lb.

Dígitos de 1.8" LCD con retroiluminación brillante azul.

Función tara para mostrar el peso del niño directamente.

SKU: N / A | **Categorías:** [Balanzas del Hogar](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza Belltronic EB-112

- * Capacidad máxima: 150kg/330lb/24st.
- * División de escala: 50g/0.1lb.
- * Dígitos de 1.8" LCD con retroiluminación brillante azul.
- * Función tara para mostrar el peso del niño directamente.
- * Memoria de usuarios: 2 usuarios.
- * Comparación de peso.
- * Auto encendido.
- * 4 pilas AAA (excluidas).
- * Vidrio templado de 6 mm.
- * Equipado con sensores de alta tensión.
- * Unidades de peso kg/lb/st.
- * Apagado y cero automático.
- * Batería baja e indicación de sobrecarga.
- * Dimensiones de la balanza: 300x300x25mm.
- * Tamaño del cartón: 330x241x340mm 6pcs/ctn.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO