

BALANZA MECÁNICA OHAUS 2610G -H-4603



SKU: H-4603 | **Categorías:** [Balanzas mecánicas](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Escalas y Balanzas ASTM, Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La serie 700 de Ohaus se adapta a una amplia gama de aplicaciones de laboratorio. Las características estándar incluyen: Estabilidad más rápida: lectura de estabilidad tres veces más rápida que cualquier otro equilibrio de tres haces en el mercado; y, una mayor precisión: la excelente calidad del haz permite un posicionamiento suave del equilibrio. Incluye juegos de pesas.

La imagen que se muestra es el modelo H-4604.

Plataforma para H-4603 y H-4604: placa de acero de 6 "de diámetro

Accesorios



H-4615P

Cucharón de polipropileno y contrapeso (703-00)



H-4615S

Cucharón y contrapeso de acero inoxidable (703-S0)



H-21160

Tenaza y varilla de soporte



H-4609

Juego de peso de accesorio de reemplazo (707-00)



H-4603CC

Estuche de acero



H-4603C

Cubierta de polvo de vinilo
(706-00)



H-4601

500g Accesorio Peso

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO