

BALANZA MECÁNICA OHAUS TRIPLE, PRO -H-4739



SKU: H-4739 | **Categorías:** <u>Balanzas mecánicas</u>, <u>Ensayos ASTM/NCH</u>, <u>Escalas y Balanzas ASTM</u>, <u>Humboldt</u>, <u>Laboratorio general ASTM/NCH</u> |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Triple Pro tiene una capacidad de 2600g y una legibilidad de 0.1g. Balance tiene un almacenamiento masivo integral cubierto, que incluye un juego de pesas y un asa incorporada para facilitar su uso. Balance también cuenta con un bloqueo de almacenamiento para proteger el equilibrio cuando no está en uso y un compensador de ajuste de cero con carga de resorte. Incluye varilla y abrazadera para la configuración rápida de aplicaciones de peso bajo, como la gravedad específica.

Capacidad: 2610g | Legibilidad: 0,1 g | Peso de envío. 8.8 lb. (3.99kg)

Accesorios





H-4609 Juego de peso de accesorio de reemplazo (707-00)





H-4603CC

Estuche de acero



H-4603C

Cubierta de polvo de vinilo

(706-00)



H-4601

500g Accesorio Peso



INFORMACIÓN ADICIONAL