

BALANZA MÓVIL CON ESCALA PARA EQUINO



La balanza ecuestre MES funciona con batería o corriente alterna, dependiendo de su ubicación y preferencias. Si está pesando caballos en una granja, es posible que no tenga una toma de CA disponible, por lo que la operación de la batería sería ideal

SKU: N / A | Categorías: Balanzas para Animales |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza Móvil con Escala para Equino

Balanza Belltronic MES 1000/1500

La MES 1000/1500 es una balanza veterinaria grande de alta capacidad capaz de pesar hasta 1000/1500 kg / 2200/3300 libras. Pese todas las razas de caballos, ya que la mayoría caerá por debajo de la capacidad máxima de la escala de la granja MES.

La plataforma de bajo perfil facilita que un animal, como un caballo, se suba a la plataforma de pesaje. Estera protectora en la plataforma de pesaje de la escala ecuestre minimiza las lesiones infligidas en los cascos del caballo. Esta estera crea una superficie antideslizante que ayuda a evitar que el caballo se deslice sobre la plataforma y caiga, lo que puede causar lesiones graves.

La balanza ecuestre MES funciona con batería o corriente alterna, dependiendo de su ubicación y preferencias. Si está pesando caballos en una granja, es posible que no tenga una toma de CA disponible, por lo que la operación de la batería sería ideal. El indicador remoto se separa y se puede llevar a la toma de CA más cercana para cargar, en lugar de tener que mover toda la balanza.

Las balanzas de ecuestres tienen 1000/1500 kg x 0.2/0.5 kg; Capacidad de pesaje de 2200/3300 lb x 0.5/1 lb, que cubre el peso promedio de la mayoría de los caballos, independientemente de su raza. Las plataformas de pesaje de bajo perfil facilitan el paso de los caballos, y la estera protectora antideslizante evita que el caballo se caiga y se lastime, o lesione sus pezuñas durante el proceso de pesaje.

Función de mantenimiento para el pesaje de un solo usuario. La función de retención fácil de usar permite que la balanza capture el peso y lo retenga mientras atiendes al animal.

La balanza se puede transportar fácilmente con 2 rodillos y un mango. Se pueden agregar opciones a la máscara de acero inoxidable.

