

BARRA DE AGITACIÓN MAGNÉTICA SCILOGEX RECUBIERTA DE PTFE, REDONDA CON ANILLO GIRATORIO 25 X 7.9 MM



Barra de agitación magnética SCILOGEX recubierta de PTFE, redonda con anillo giratorio 25 x 7.9 mm

SKU: D-101250

SKU: D-101250 | **Categorías:** Accesorios para agitadores y placas calefactoras, Equipos de Laboratorio - Sterlitech |



INFORMACIÓN ADICIONAL