

BARRA DE AGITACIÓN MAGNÉTICA SCILOGEX RECUBIERTA DE PTFE, REDONDA CON ANILLO GIRATORIO 51 X 9,5 MM.



Barra de agitación magnética SCILOGEX recubierta de PTFE, redonda con anillo giratorio 51 x 9,5 mm.

SKU: D-101500

SKU: D-101500 | **Categorías:** [Accesorios para agitadores y placas calefactoras](#), [Equipos de Laboratorio - Sterlitech](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO