

BARRENAS DE GUBIA BIPARTIDOS



SKU: N / A | **Categorías:** [Perforación y Muestreo de Suelos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Barrenas de Gubia Bipartidos

Información del Producto:

- - Barrena de gubia bipartidas: El conjunto de Barrenas de gubia bi-partidas es un conjunto estándar para tomar muestras de suelos más o menos blandos a una profundidad de 5 metros. El conjunto tiene una conexión de bayoneta y contiene Barrenas de gubia con varias longitudes y diámetros, un Barreno Edelman, accesorios de extensión, asa de empuje / extracción y una bolsa de transporte resistente para el transporte en el campo.
- - Detalles de la orden:
Art. No: 230043 Barrenas de gubia bipartitos.

COTECNO