

BALANZA CON ESCALA PARA GANADO



- Estructura de acero inoxidable.
- Fácil abrir y cerrar de la puerta.
- Capacidad: 300000g (300kg)- 2000000g (2000kg).

SKU: N / A | **Categorías:** [Balanzas para Animales](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza Belltronic AS-B

- Capacidad: 300000g (300kg)- 2000000g (2000kg).
- Puertas duales en cada extremo y estructura de pestillo vertical, cerca general de 1.2m de altura.
- Estructura de acero inoxidable.
- Tamaño: 0.8×0.8m / 1.0×1.0m / 1.2×1.2m / 1.5×1.5m (el otro tamaño también está disponible).
- Con cuatro celdas de carga de aprobación OIML/NTEP, incluidas las patas.
- Con caja de conexiones de acero inoxidable y cable de 5 m.
- Fácil abrir y cerrar de la puerta.
- Suministro con todos los tornillos para cada unidad.

COTECNO