

BOLA DE CARBURO BRINELL - INNOVATEST UPI/2005



SKU: UPI/2005 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UPI/2005

BOLAS DE CARBURO 1.0MM - ø6.35mm

DETALLES

Tamaño de la bola: 1,0 mm

Detalles de calibracion: Esta bola de indentación Brinell es tomada de un lote de bolas adheridas que cumplen con los requisitos de la norma norma DIN EN ISO 6506-2 y ASTM E10 Clase B (para esta evaluación de conformidad no se ha tenido en cuenta la incertidumbre de la medición) y se calibrará y certificará para el diámetro, la dureza, la rugosidad (Ra) y la densidad.

temperatura de calibracion: $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$

Humedad relativa: $< 70 \text{ \%hr}$

Incertidumbre: La incertidumbre expandida que se reporta se ha basado en la incertidumbre estándar de la medición multiplicada por un factor de cobertura k, de tal forma que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente al 95%. La incertidumbre estándar se ha determinado de acuerdo con la norma EA 04/2.

trazabilidad: Las mediciones se realizan utilizando estándares para los cuales la trazabilidad a los estándares (inter) nacionales ha sido demostrada con respecto al RvA.

INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

[UPI/2005](#)

COTECNO