

BOLA Y ANILLO DE DEMOSTRACIÓN -H-9340



SKU: H-9340 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Herramientas de laboratorio](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se usa para demostrar la termo expansión de metales. En uso, la bola de bronce pasará a través del anillo fácilmente cuando ambos estén a la misma temperatura, y no pasará en absoluto cuando se caliente. La bola y el anillo están firmemente montados en una varilla con mango de madera.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO