

BOLSA DE FILTRO DE MONOFILAMENTO (NMO-0100-P1-N)



SKU: NMO-0100-P1-N | **Categorías:** [Lenntech](#), [Recipientes LennBag](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Número de pieza: NMO-0100-P1-N

Especificaciones

Marca	LennBag
Tamaño de poro μ	100
Material	Nylon
Tamaño de la bolsa	1
Anillo / Brida	Sin anillo

Dimensiones/pesos

Dimensiones de la bolsa	\varnothing 178 x 432
Aplicación	Alimentos y bebidas, agua de proceso

- [Descargar hoja de datos](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO