

BOLSA PARA MUESTRAS, FORRADAS DE PLÁSTICO, 10 "X 18" -H-4208



SKU: H-4208 | **Categorías:** [Bolsas de muestra](#), [Bolsas y latas de muestra](#), [Ensayos ASTM/NCH, Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bolsas para muestras, forradas de plástico, 10 "x 18" (254 x 457 mm)

Bolsas de muestra, forradas de plástico

Material resistente, bolsa de muestra forrada de plástico. La bolsa tiene un cierre de cordón y se puede usar para diversas aplicaciones que involucran suelos, agregados, arenas y materiales similares.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO