

## BOTELLA DE CENTRIFUGADO B-BOTCENTR500-01



### Características de la botella de centrifugación biológica:

- Adecuado para la centrifugación de gran capacidad.
- Embalaje estéril y libre de pirógenos.
- Hecho de material de polipropileno (PP), tapa de tubo sellada.
- Dividido en botellas de centrífuga de 250ml y 500ml.

**SKU:** BP-01-60-0200-0500 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características de la botella de centrifugación biológica:

- Adecuado para la centrifugación de gran capacidad.
- Embalaje estéril y libre de pirógenos.
- Hecho de material de polipropileno (PP), tapa de tubo sellada.
- Dividido en botellas de centrífuga de 250ml y 500ml.

categoria	Codigo del Producto	Codigo Sku	Nombre del producto	Especificación del paquete	unidad	Cantidad total
botellas de centrífuga	B-BotCentr500-01	BP-01-60-0200-0500	Botella de centrífuga de 500ml	8 / paquete, 40 / caja	Caja	40
	B-BotCentr500-02	BP-01-60-0200-0501	Botella de centrífuga de 250ml	6 / paquete, 102 / caja	Caja	102

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO