

## BOTELLA DE VACÍO PP DE 1000/2000 ML



### Botella de vacío PP 1000 ml

#### Especificación:

- Número de catálogo : 197100-10
- Incremento graduado: 250 ml
- Lengüeta de la manguera: ID6 (1/4 de pulgada)
- Esterilizable en autoclave: Sí

### Botella de vacío PP 2000 ml

#### Especificación:

- Número de catálogo: 196100-0406
- Lengüeta de la manguera: ID6 (1/4 de pulgada)
- Esterilizable en autoclave: Sí

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Accesorios](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO