

BRAZO DE PRÁCTICA DE SUTURA AVANZADA BELL-BRASA-39



SKU: N / A | **Categorías:** [Serie de Enseñanza Médica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Brazo de Práctica de Sutura Avanzada Bell-

BraSA-39[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del Producto:

- Nombre del producto: brazo de práctica de sutura avanzada
- Producto No: Bell-BraSA-39
- Material: PVC
- Descripción: Este producto proporciona una demostración de sutura realista. Suave y flexible para una fácil costura. La unidad está provista de "heridas" que pueden suturarse repetidamente, y también se pueden cortar nuevas "heridas".
- Embalaje: 4 piezas / cartón, 64.5x33x29cm, 20kgs[/vc_wp_text][vc_column][vc_row]

COTECNO