

**CABEZAL DE DESTILACIÓN (CABEZAL CLAISEN) INCLINADO CON BOCA ESMERILADA
ESTÁNDAR - BELLVID-CCABEZALDIBTE-10/19**



SKU: B-01-21-0100-0000 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#), [Material de vidrio de laboratorio](#), [Varios](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características de Cabezal de destilación (cabezal Claisen) inclinado con boca esmerilada estándar - BellVid-CCabezalDIBTE-10/19

Modelo	Código Sku	Boca superior	Boca lateral	Tapón oblicuo	Tapón inferior
BellVid-CCabezalDIBTE-10/19	B-01-21-0100-0000	10/19	10/19	10/19	10/19
BellVid-CCabezalDIBTE-14/23	B-01-21-0100-0001	14/23	14/23	14/23	14/23
BellVid-CCabezalDIBTE-19/26	B-01-21-0100-0002	19/26	19/26	19/26	19/26
BellVid-CCabezalDIBTE-24/29	B-01-21-0100-0003	24/29	24/29	24/29	24/29
BellVid-CCabezalDIBTE-29/32	B-01-21-0100-0004	29/32	29/32	29/32	29/32

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO