

## CAJA A PRUEBA DE SONIDO PARA PANTALLAS DE PRUEBA DE GILSON -H-4283SE



**SKU:** H-4283SE | **Categorías:** [Accesorios agitadores](#), [Agregados](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Pantallas Vibratorias](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Caja a prueba de sonido es un gabinete robusto de acero pintado forrado con espuma atenuadora de sonido de 1 in (25.4 mm) de grosor. Las puertas y la parte superior de ancho completo tienen bisagras para facilitar el acceso al equipo.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO