

CAJA KAJIMA PARA ENSAYOS DE HORMIGÓN



SKU: N / A | Categorías: Hormigón Auto-compactante |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Caja Kajima para Ensayos de Hormigón[/vc_column_text][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del Producto:

- Caja Kajima para ensayos de hormigón.
- Caja Kajima para ensayos de hormigón Para la determinación del grado de relleno de hormigón
- Caja de plexiglás con base de plástico, embudo y cono de llenado de plástico, altura 500 mm,
- Con barreras para simular el refuerzo (5 filas cada una con 7 barreras)
- Dimensiones: $(wxdxh) = 500 \times 300 \times 300 \text{ mm}$
- Peso: 18.8 kg.[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]



INFORMACIÓN ADICIONAL