

## CAJA-L PARA PRUEBAS DE CONCRETO



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Hormigón Auto-compactante](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]Caja-L para Pruebas de Concreto[/vc\_column\_text][vc\_column][vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]

Descripción del Producto:

- Caja-L para pruebas de concreto
- Caja-L para pruebas de concreto EN 12350-10 para la determinación de la fluidez, bloqueo y separación de hormigón.
- Fabricado en acero inoxidable con embudo.
- Tubo y marco para simular el refuerzo.
- Dimensiones: (wxdxh) = 700 x 200 x 600 mm
- Peso: 19,7 kg.

[/vc\_wp\_text][vc\_column][vc\_row]

COTECNO