

CAJAS PARA PREPARACIONES PARA MICROSCOPIOS



SKU: N / A | **Categorías:** [Accesorios Desechables para Microscopios](#), [Equipos de Disección para Microscopios](#), [Muestras Preparadas para Microscopios](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cajas especialmente diseñadas para ofrecer la máxima protección de sus porta-objetos. La caja de porta-objetos PB.5185 ofrece un índice numerado permanente

A DESTACAR

- Alta resistencia
- Para 25 o 100 porta-objetos
- Índice incluido
- Interior en plástico o corcho

MODELOS

Cajas para preparaciones

MODELOS	Capacidad máxima	Diseño	Material	Interior	Indice	Dimensiones
PB.5181	25 porta-objetos	Con tapa transparente	Plástico negro	Plástico negro	Números impresos en el plástico	32x100x143 mm.
PB.5180	25 porta-objetos	Caja cerrada	Madera	Madera	Interno en papel impreso	35x145x110 mm
PB.5185	100 porta-objetos	Caja cerrada	Plástico negro	Corcho	Interno en papel impreso	30x160x210 mm.

ESPECIFICACIONES

Caja de plástico para preparaciones PB.5181

Capacidad máxima

25 porta-objetos

Diseño

Con tapa transparente

Material

Plástico de color negro

Indice

Números impresos en el plástico

Dimensiones

32x100x143 mm

Caja de madera para preparaciones PB.5180

Capacidad máxima

25 porta-objetos

Diseño

Caja cerrada

Material

Madera

Indice

Interno en papel impreso

Dimensiones

35x145x110 mm

Caja de plástico para preparaciones PB.5185

Capacidad máxima

100 porta-objetos

Diseño

Caja cerrada

Material

Plástico de color negro, interior de corcho

Indice

Interno en papel impreso

Dimensiones

30x160x210 mm

Downloads

 [Disposables Ficha Tecnica Inglesdownload](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Modelos

COTECNO