

CALORÍMETRO DE PRUEBA DE LANGAVANT



SKU: N / A | Categorías: Calorímetro |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Calorímetro de prueba de Langavant
[/vc_column_text][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

Descripción del producto:

- Calorímetro de Prueba de Langavant
- Para el método Langavant semi-adiabático incluye certificado de calibración de fábrica.
- Dewar buque 100 dia. x 240 mm
- Dim externa 180 dia. x 400 mm
- Con sensor de temperatura Pt100
- Peso: 4,6 kg.

[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]



INFORMACIÓN ADICIONAL