

## CAMBIO DE LONGITUD (CONTRACCIÓN Y EXPANSIÓN)



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Asfalto](#) | **Etiquetas:** [ASTM C151](#), [C490](#), [EN 12808-4](#), [EN 1367-4](#), [N 12617-4](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características generales

Cambio de longitud (contracción y expansión)

Se utiliza para medir las variaciones de longitud de las muestras de mortero después de las pruebas de solidez en autoclave.

También mide la contracción / expansión lineal de muestras que tienen diferentes dimensiones.

El conjunto consta de Marco de medición de longitud, Molde de acero de acuerdo con el estándar relacionado, Insertos de acero para molde y Varilla de referencia. El conjunto está disponible en tres modelos; con indicador analógico de 0,01 mm, con indicador digital de 0,01 mm y con indicador digital de 0,001 mm.

Molde de tres bandas de 40x40x160 mm, completo con inserciones de acero, utilizado para la determinación de la contracción lineal del mortero de cemento. Hecho de dureza de acero.

Molde de prisma de dos pandillas de 25x25x285 mm, completo con inserciones de acero, utilizado para la determinación de la contracción lineal del mortero de cemento .

Comparador de longitud; La viga superior es ajustable para adaptarse a la longitud de la muestra.

Indicador de marcación analógica; 10 x 0,01 mm de división.

El indicador de marcación digital tiene dos alternativas como resolución de 12.7 x 0,01 mm o 12.7 x 0,001 mm.

### Normas:

EN 12808-4, EN 1367-4, EN 12617-4, ASTM C151, C490

### Especificaciones técnicas

Modelo	Código de producto	nombre del producto
BellJueConAn-101	B-01-03-08-160101	Juego de contracción por secado analógico con B-01-03-08-160701 y B-01-03-08-161401
BellJueConAn-201	B-01-03-08-160201	Juego de contracción por secado digital con B-01-03-08-160701 y B-01-03-08-161501
BellJueConAn-301	B-01-03-08-160301	Juego de contracción por secado digital con B-01-03-08-160701 y B-01-03-08-161601
BellJueConAn-401	B-01-03-08-160401	Juego de contracción por secado digital con B-01-03-08-270401 y B-01-03-03-460801
BellJueConSec-501	B-01-03-08-160501	Juego de contracción por secado digital con B-01-03-08-270401 y B-01-03-09-373401
BellJueConSec-601	B-01-03-08-160601	Juego de contracción por secado digital con B-01-03-08-270401 y B-01-03-09-250801

### Accesorios/ Repuestos

Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
B-01-03-08-160701	Molde de tres grupos, 40x40x160 mm	300x190x70	12
B-01-03-08-160801	Inserto de acero para B-01-03-08-160701 / T (paquete de 10)	-	-
B-01-03-08-160901	Varilla de referencia, 160 mm	160	-
B-01-03-08-161001	Molde de prisma de dos grupos, 25x25x285 mm	90x340x40	4
B-01-03-08-161101	Inserto de acero para B-01-03-03-470101 (paquete de 10)	-	-
B-01-03-08-161201	Varilla de referencia, 305 mm	305	-
B-01-03-08-161301	Comparador de longitud	180x180x450	6
B-01-03-08-161401	Indicador de esfera analógica, 10 x 0,01 mm	-	-
B-01-03-08-161501	Dial digital, 12,7 x 0,01 mm	-	-
B-01-03-08-161601	Dial digital 12,7 x 0,001 mm	-	-

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO