

## CARCASA DE BOLSA DE FILTRO (BV815-2-B-3-C)



**SKU:** BV815-2-B-3-C | **Categorías:** [Filtros de sedimentos](#), [LennDepth](#), [Lenntech](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Marca                    | Carcasas LennBag                        |
| Tipo                     | Recipiente de líquido de una sola bolsa |
| Presión máxima psi       | 150                                     |
| Presión máxima bar       | 10.3                                    |
| Temperatura máxima de °C | 260                                     |
| Temperatura máxima de °F | 500                                     |
| Flujo gpm                | 90                                      |
| Flujo m3/día             | 20.45                                   |
| Material                 | Carbon Steel                            |
| Tamaño de la bolsa       | 1                                       |

### Dimensiones / Pesos

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Entrada pulgada         | 2 BSP |
| Salida pulgadas         | 2 BSP |
| Profundidad de la cesta | 15    |

- [Descargar ficha técnica](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO