

CARCASA DE BOLSA DE FILTRO (BV815-2-N-1-4)



SKU: BV815-2-N-1-4 | **Categorías:** <u>Filtros de sedimentos</u>, <u>LennDepth</u>, <u>Lenntech</u> |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

-specimental states	
Marca	Carcasas LennBag
Tipo	Recipiente de líquido de una sola bolsa
Presión máxima psi	150
Barra de presión máxima	10.3
Temperatura máxima ° C	260
Temperatura máxima ° F	500
Flujo gpm	90
Caudal m 3 / día	20.45
Material	304 SS
Tamaño de la bolsa	1
Discount of the second	

Dimensiones / Pesos

Pulgada de entrada 2 FNPT
Pulgada de salida 2 FNPT
Profundidad de la cesta en pulgadas 15

• Descargar hoja de datos



INFORMACIÓN ADICIONAL