

CARCASA DE BOLSA DE FILTRO (BV830-3-F-2-4)



SKU: BV830-3-F-2-4 | **Categorías:** <u>Carcasas LennBag</u>, <u>Recipientes LennBag</u> |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Marca	Carcasas LennBag
Tipo	Recipiente de líquido de una sola bolsa
Presión máxima psi	150
Barra de presión máxima	10.3
Temperatura máxima ° C	260
Temperatura máxima ° F	500
Flujo gpm	90
Caudal m 3 / día	20.45
Material	304 SS

Tamaño de la bolsa Dimensiones / Pesos

Pulgada de entrada 3 brida RF Pulgada de salida 3 brida RF

Profundidad de la cesta en pulgadas 30

• Descargar hoja de datos



INFORMACIÓN ADICIONAL