

## CARRO PARA MUESTRAS SOLDADO -H-2943



**SKU:** H-2943 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#), [Preparación para la prueba de cilindros](#), [Transporte de cilindros](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El carro completamente soldado con calidad premium tiene 800 lb. capacidad. Cuenta con ruedas de 5 x 1-1 / 4 "montadas en la placa del travesaño del travesaño para mayor soporte, cómodo asa desplazada y bandeja de 36" x 24 "(914 x 609 mm). Acabado liso, sin bordes ásperos. Enviado montado.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO